




エンゼル シリコンコーテッド フォーリーカテーテル



恒産商事株式会社

本 社
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 6-11-7
TEL 03(3800)4631 FAX 03(3800)6371

大阪営業所
〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 3-9-15
TEL 06(6352)6991 FAX 06(6352)6944

KOSAN CORPORATION

ANGEL ラテックス バルーンカテーテル

“エンゼル”ラテックス2WAY (シリコンコーテッド)

天然ゴムの表面にシリコンコーティングを施したカテーテルは、生体への適合性が高く表面が滑らかで患者さんに違和感を与えません。また、カテーテルは腰が強く優れた操作性を発揮します。



特長

- 尿道粘膜への刺激を軽減します。
- 側孔が大きいので流量を最大限にとれます。
- バルブがカラーコード化されており、サイズ識別が容易にできます。

カラーコード	サイズ	バルーン容量		償還区分	全長
オレンジ	6Fr	3mL		特定(I)	小児用 28cm
赤	8Fr	5mL			
黄	10Fr				
白	12Fr	10mL	30mL	2管一般(I)	一般用 40cm
グリーン	14Fr				
オレンジ	16Fr				
赤	18Fr				
黄	20Fr				
紫	22Fr				
青	24Fr				
オレンジ	26Fr				
赤	28Fr				
黄	30Fr				

販売名:エンゼル シリコンコーテッド フォーリーカテーテル(認証番号:229AFBZX00074000)

ANGEL ラテックス バルーンカテーテル

“エンゼル”ラテックスチーマン (シリコンコーテッド)



特長

- 尿道粘膜への刺激を軽減します。
- カテーテル先端の曲がり均一で先細に施されているので、尿道狭窄部位を容易に挿入できます。
- バルブがカラーコード化されており、サイズ識別が容易にできます。

カラーコード	サイズ	バルーン容量		償還区分	全長
白	12Fr	10mL	/	特定(I)	40cm
グリーン	14Fr				
オレンジ	16Fr				
赤	18Fr				
黄	20Fr				
紫	22Fr				
青	24Fr				

販売名:エンゼル シリコンコーテッド フォーリーカテーテル(認証番号:229AFBZX00074000)

ANGEL ラテックス バルーンカテーテル

“エンゼル”ラテックス3WAY (シリコンコーテッド)



特長

- 尿道粘膜への刺激を軽減します。
- 排尿孔と洗浄孔の距離を最大限にとり、洗浄液や薬剤が膀胱を十分に洗浄します。
- 注入用と洗浄用の側孔があるので、膀胱の持続的洗浄や膀胱内への薬剤注入に最適です。
- バルブがカラーコード化されており、サイズ識別が容易にできます。

カラーコード	サイズ	バルーン容量		償還区分	全長
オレンジ	16Fr	10mL	30mL	特定(I)	40cm
赤	18Fr				
黄	20Fr				
紫	22Fr				
青	24Fr				
オレンジ	26Fr				

販売名:エンゼル シリコンコーテッド フォーリーカテーテル(認証番号:229AFBZX00074000)