



ラテックス シリコンコーテッド
フォーリーカテーテル

(SI バルーンカテーテル)



恒産商事株式会社

KOSAN CORPORATION

本 社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 6-11-7
TEL 03(3800)4631 FAX 03(3800)6371

大阪営業所

〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 3-9-15
TEL 06(6352)6991 FAX 06(6352)6944

天然ゴムの表面にシリコンコーティングを施したカテーテルは、生体への適合性が高く表面が滑らかで患者さんに過度な違和感を与えません。また、カテーテルは腰が強く優れた操作性を発揮します。

ANGEL ラテックス バルーンカテーテル

ラテックスバルーン 2WAY (シリコンコーテッド)



特長

- 表面が滑かで尿道粘膜への刺激を軽減します。
- 側孔が大きいので流量を最大限にとれます。
- バルブがカラーコード化されており、サイズ識別が容易にできます。

| カラーコード | サイズ | バルーン容量 | | 償還区分 | 全長 |
|--------|------|--------|------|----------|-------------|
| 白 | 12Fr | 10mL | 30mL | 2管一般 (I) | 一般用 40cm |
| グリーン | 14Fr | | | | |
| オレンジ | 16Fr | | | | |
| 赤 | 18Fr | | | | |
| 黄 | 20Fr | | | | |
| 紫 | 22Fr | | | | |
| 青 | 24Fr | | | | |
| オレンジ | 26Fr | | | | |
| 赤 | 28Fr | | | | |
| 黄 | 30Fr | | | | |

販売名:ラテックス シリコンコーテッド フォーリーカテーテル(認証番号:229AFBZX00075000)

ANGEL ラテックス バルーンカテーテル

ラテックスバルーン 小児用 (SI バルーンカテーテル)



特長

- 表面が滑かで尿道粘膜への刺激を軽減します。
- 側孔が大きいので流量を最大限にとれます。
- バルブがカラーコード化されており、サイズ識別が容易にできます。
- 成形から包装まで、一貫した日本国内製造。

| カラーコード | サイズ | バルーン容量 | 償還区分 | 全長 |
|--------|------|--------|--------|-------------|
| オレンジ | 6Fr | 3mL | 特定 (I) | 小児用 28cm |
| 赤 | 8Fr | | | |
| 黄 | 10Fr | | | |

販売名:SI バルーンカテーテル(承認番号:20200BZZ01438000)

ANGEL ラテックス バルーンカテーテル

ラテックスバルーン チーマン (シリコンコーテッド)



特長

- 表面が滑かで尿道粘膜への刺激を軽減します。
- カテーテル先端の曲がり均一で先細に施されているので、尿道狭窄部位を容易に挿入できます。
- バルブがカラーコード化されており、サイズ識別が容易にできます。

| カラーコード | サイズ | バルーン容量 | 償還区分 | 全長 |
|--------|------|--------|--------|-------------|
| 白 | 12Fr | 10mL | 特定 (I) | 一般用 40cm |
| グリーン | 14Fr | | | |
| オレンジ | 16Fr | | | |
| 赤 | 18Fr | | | |
| 黄 | 20Fr | | | |
| 紫 | 22Fr | | | |
| 青 | 24Fr | | | |

販売名:ラテックス シリコンコーテッド フォーリーカテーテル(認証番号:229AFBZX00075000)

ANGEL ラテックス バルーンカテーテル

ラテックスバルーン 3WAY (SI バルーンカテーテル)



特長

- 表面が滑かで尿道粘膜への刺激を軽減します。
- 注入用と洗浄用の側孔があるので、膀胱の持続的洗浄や膀胱内への薬剤注入に最適です。
- バルブがカラーコード化されており、サイズ識別が容易にできます。
- 成形から包装まで、一貫した日本国内製造。

| カラーコード | サイズ | バルーン容量 | 償還区分 | 全長 |
|--------|------|--------|--------|-------------|
| オレンジ | 16Fr | 10mL | 特定 (I) | 一般用 42cm |
| 赤 | 18Fr | | | |
| 黄 | 20Fr | | | |
| 紫 | 22Fr | | | |
| 青 | 24Fr | | | |
| オレンジ | 26Fr | | | |

販売名:SI バルーンカテーテル(承認番号:20200BZZ01438000)