

# ANGEL ロビンソンカテーテル A

## (ネートンカテーテル)



### 特 長

- ロート状のファネル  
ファネル（接続部）がロート状になっているので、一般のコネクターに接続出来、使い易くなって居ります。
- 内外径の均等性  
浸漬法によって成型加硫されているため、内外壁は平滑で、特に内径は均齊に加工されて居ります。
- 耐熱性  
天然ゴムラテックスを耐熱配合により優れた耐熱性を有する製品に仕上げました。  
また、安全衛生面に留意しておりますので、重金属その他有害物質の溶出はありません。

品 名	規 格	全 長	備 考
ロビンソンカテーテル A (ネートンカテーテル)	横二ツ穴 # 3EG ~ # 10EG	41cm	旧品名 ホールインチップカテーテル
	横二ツ穴 # 11EG ~ # 15EG		
	三ツ穴 # 3EG ~ # 10EG		
	三ツ穴 # 11EG ~ # 15EG		

サイズ 相 関 表										
EG	2	3		4	5	6	7		8	9
Fr	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
mm	2	2 1/3	2 2/3	3	3 1/3	4	4 1/3	4 2/3	5	5 1/3
EG	10	11		12	13	14	15			
Fr	18	19	20	21	22	24	25	26	28	30
mm	6	6 1/3	6 2/3	7	7 1/3	8	8 1/3	8 2/3	9 1/3	10

**KOSAN** 恒産商事株式会社

本 社 東京都荒川区西日暮里 6-11-7  
TEL 03-3800-4631 FAX 03-3800-6371

大阪(営) 大阪市北区天満 3-9-15  
TEL 06-6352-6991 FAX 06-6352-6944