

## 検眼鏡

Ophthalmoscope  
SM-1001



眼底検査に使用、レ  
コスレンズは -30D  
~+29Dの範囲を1D  
間隔で調節でき、  
また、-32D、-35Dを  
カバーできます。  
無赤フィルター・ス  
リット・固視標・大  
ノ小孔・ブルーフィ  
ルターが用意されて  
おり、ハロゲン電球  
で明るく鮮明に観察  
できます。

Corrective Lenses  
ranging from -30D  
to +29D in 1D steps  
with additional -32D  
and -35D powers.  
Six-selection  
aperture dial  
widens diagnostic  
application.

2.5V Halogen Bulb

## 検耳鏡

Otoscope  
SM-2001



2.5Vレンズ球  
2.2倍φ15mmレンズ

2.5V Bulb  
x2.2 Magnification

## ハンドル

Handle



SM-030 ハンドル (単2 乾電池)  
Handle for Dry Battery

SM-035 充電式ハンドル  
Handle for Rechargeable  
Battery

## 舌圧子ホルダー

Tongue Blade Holder

SM-4001



2.5Vレンズ球  
2.5V Bulb

明るい光で咽腔の診断を、より容  
易にします。

## 咽喉鏡

Laryngeal Mirror  
SM-5000



2.5Vレンズ球  
2.5V Bulb, φ18mm Mirror

明るい光をファイバーによってミラーに導き、鼻咽腔の診断を、  
より容易にします。

## 検耳鏡スペキュラー

Otoscope Specula

SM-S07  
7mm



SM-S05  
5mm



SM-S03  
3mm

