


ワンハンドタイプ ONE HAND TYPE

ワンハンド式・クロック式の機械部品（ダイヤフラム）には、ベリリウムを使用し、耐久性・精度の安定性が優れています。



SM-210

片手で操作でき、6ナイロン樹脂を使用した本体は軽量で、特に排気が微調整しやすく、操作性の良い血圧計です。



SM-270

クロックタイプ CLOCK TYPE

15cm角の大型目盛り板を採用し、離れた所からでも読み取りがたやすくできます。

スタンド型 FLOOR MODEL SM-220



硬質ゴム製のキャスターで衝撃を吸収し、フローアに傷を付けません。95cm～120cm（最長）の高さに調整できます。

卓上型 TABLE MODEL SM-230



台座は硬質ゴム製で、机に傷を付けず、滑らず安定します。

壁掛け型 WALL MODEL SM-240



測定する方に、左右40度向きが変わり、読み取りが正確にできます。

クランプ CLAMP



SM-251

ベッド型 BED MODEL

SM-250



クランプは硬質ゴム製で、パイプ・ボード・ベッド・机などに傷を付けずに固定できます。